

KARTA KATALOGOWA

Półmaska Spasciani DUO

DUO BODY
P/N 112000000

Półmaska DUO jest profesjonalnym, trwałym i lekkim body idealnie nadaje się do pracy z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, toksycznymi gazami, rozpuszczalnikami oraz malowania natryskowego.

DUO nadaje się do stosowania w zakładach chemicznych i farmaceutycznych a także w rolnictwie i zakładach mielenia rudy.

W korpusie umieszczony jest zawór wydechowy i dwa złącza do podłączenia dwóch filtrów serii 2000 z mocowaniem bagnetowym
Wkłady filtrujące mogą ponadto posiadać specjalne filtry wstępne, żeby zachować element filtra cząstek od zbyt szybkiego zapychania się, gdy używany w środowiskach szczególnie zapyconych



Maska składa się z:

- Dopasowany ergonomicznie do twarzy korpus maski wykonany z gumy
- Czteropunktowe pasy nagłowa.
- Opaska na kark.

Maska może być używana z:

- Z filtrami Spasciani seria 2000 mocowanie bagnetowe

Dane techniczne:

Opór przy oddychaniu:

Test przepływu (l/min)	Wdychanie (mbar)		Wydychanie (mbar)	
	Wymagane	Zmierzone	Maksimum standardowe	Zmierzone
25 cykli/min X 2 l/cykl	2,0	1,5	3,0	1,5
30 l/min	0,5	0,1		
95 l/min	1,3	1,0		

Przeciek do wewnątrz:

Testowany aerozol	Najwyższy zmierzony przeciek (%)	Najwyższe zmierzone przenikanie (%) (średnia z 10 masek)
NaCl	2	0,42

Ograniczenia:

Nie używać w środowisku w którym stężenie tlenu jest mniejsze niż 17%. Maskę nie może być używana z innymi filtrami niż Spasciani seria 2000

KLASYFIKACJA

Półmaska zgodna przepisami Regulacji (EU) 2016/425
Półmaska zgodna z normą EN 140:1998

OZNACZENIE



PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze między -20 a +50 °C i RH <80%

MATERIAŁY

Obudowa maski: Guma
Opaska na kark: Uformowany polietylen
Pasy nagłowa: Elastyczny splot
Gwint: Plastik odporny na uderzenia i rozpuszczalniki
Zawór wdychania: Guma

WAGA

90g

WYMIARY / PAKOWANIE

Maski pakowane w worki polietylenowe, w pudełku o wymiarach 164 x 89 x 91 mm.